

Matriz de Aço



As matrizes TDV para restaurações Classe II otimizam a qualidade da restauração e reduzem o tempo operatorio. Possuem geometria e forma que lhes conferem excelente adaptação, restabelecendo pontos de contato e cristas marginais. São pré-contornadas e possuem um sistema de fixação integrado que permite a regulação da matriz ao tamanho do dente, fixando-a firmemente e dispensando o uso do porta-matriz.

Indicação: Indicado para uso geral em procedimentos de restauração Classe II com compostos. O sistema de fixação integrado às matrizes de aço, otimiza os resultados em restaurações Classe II e encurta o tempo do procedimento. **Uso:** Instalar a cunha. É recomendável o uso do pré-acunhamento, desde a anestesia até a instalação da matriz. A matriz é instalada com o anel metálico voltado para a lingual ou vestibular, de acordo com a necessidade. A adaptação da matriz se dá por meio da compressão do anel metálico. A extremidade do anel agora amassado, pode ser dobrada para o lado. Caso necessário, a conformação da matriz pode ser relocada com o auxílio de um brunidor ou sonda exploradora. Concluído o trabalho, remover a cunha e cortar a extremidade do sistema de fixação para extrair a matriz sem danificar a restauração. **Advertências, precauções e restrições:** Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatorio, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Qualquer incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes estão estabelecidos. **Composição:** Sistema de fixação: Alumínio. Matriz: Aço inoxidável. **Armazenamento:** Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. **Descarte:** Descarte de acordo com os requisitos locais aplicáveis.

Matriz de Aço



Las matrices de restauración Clase II de TDV optimizan la calidad de la restauración y reducen el tiempo operatorio. Poseen geometría y forma que les confieren excelente adaptación, restableciendo puntos de contacto y crestas marginales. Son pre-contornadas y poseen un sistema de fijación integrado que permite una mejor adaptación de la matriz al tamaño del diente, fijándola firmemente y dispensando el uso del portamatriz.

Indicación: Indicado para uso general en procedimientos de restauración Clase II con composites. El sistema de fijación integrado a las matrices de acero, optimiza los resultados en restauraciones Clase II y reduce el tiempo del procedimiento. **Uso:** Instalar la cuña. Es recomendable el pre-acunamiento, desde la anestesia hasta a instalación de la matriz. La matriz se instala con el anillo metálico orientado hacia la región lingual o vestibular, de acuerdo con la necesidad. La adaptación de la matriz se realiza por medio de la compresión del anillo metálico. El extremo del anillo ahora apretado y plano, puede ser doblado hacia un lado. Caso necesario, una conformación de la matriz puede ser relocada con el auxilio de un brunidor o sonda exploradora. Concluido el trabajo, remover la cuña y cortar la extremidad del sistema de fijación, de aluminio, para extraer la matriz sin riesgo de dañar la restauración. **Advertencias, precauciones y restricciones:** Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. Se recomienda que la utilización del producto esté siempre acompañada de aislamiento absoluto del campo operatorio, para evitar deglución o aspiración accidental del producto. En caso de comprobada alergia a cualquier uno de sus componentes, el producto no debe ser utilizado. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente. **Composición:** Sistema de fijación: Aluminio. Matriz: Acero inoxidable. **Almacenamiento:** Almacenar en local seco, fresco y protegido de la luz solar. **Eliminación:** Deseche de acuerdo con los requisitos locales aplicables.



Dispositivo
Médico



PT Consulte as
Instruções de Uso
ES Consulte las
Instrucciones de Uso

Ref.	Código	Descrição
0.4107	0003010002	Matriz Premolar Aço - 20 unidades (PT/ES)
0.4108	0003010003	Matriz Molar Aço - 20 unidades (PT/ES)
0.4112	0003010006	Matriz de Aço Molar e Premolar - 20 unidades (PT/ES)

Fabricante: TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-80
XV de Novembro, 9944 | Pomerode/SC - Brasil
CEP 89107-000 | Reg. ANVISA: 10291220053
☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
info@tdv.com.br | www.tdv.com.br