Pt

Matriz de Poliéster

As matrizes para restaurações Classe II da TDV otimizam a qualidade da restauração e reduzem o tempo operatório. Possuem geometria e forma que lhes conferem excelente adaptação, restabelecendo pontos de contato e cristas marginais. São pré-contornadas e possuem um sistema de fixação incorporado que permite a regulagem da matriz ao tamanho do dente, fixando-a firmemente e dispensando o uso do porta-matriz.

Indicação: Para uso geral em procedimentos de restaurações Class II com resinas compostas. Trata-se de um dispositivo mecânico com a finalidade de conferir ao material restaurador a anatomia natural do dente. O sistema de fixação incorporado às matrizes transparentes otimiza os resultados e encurta o tempo do procedimento. Excelente adaptação que proporciona o restabelecimento de pontos de contato e cristas marginais.

Uso: Instalar a cunha. É recomendado o uso de pré-cunhamento, desde a anestesia até a instalação da matriz. A matriz é instalada com o anel metálico voltado para lingual ou vestibular, de acordo com a necessidade. A adaptação da matriz se dá por meio da compressão do anel metálico. A extremidade do anel agora amassado, pode ser dobrada para o lado. Caso necessário, a conformação da matriz pode ser retocada com o auxílio de um brunidor ou sonda exploradora. Concluído o trabalho, remover a cunha e cortar a extremidade do sistema de fixação para extrair a matriz sem danificar a restauração.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes estão estabelecidos.

Composição: Sistema de fixação: Alumínio. Matriz: Polietileno tereftalato.
Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.
Descarte: Descarte de acordo com os requisitos locais aplicáveis.

Es

Matriz de Poliéster

Las Matrices TDV para restauraciones Clase II optimizan la calidad de la restauración y reducen el tiempo operativo. Su geometría y forma proporcionan una perfecta adaptación, restableciendo los puntos de contacto y las crestas marginales. Están precontorneadas y tienen un sistema de fijación incorporado que permite el ajuste de la matriz según el tamaño del diente, fijándola firmemente y prescindiendo del uso de un porta-matriz.

Indicación: Para uso general em procedimientos de restauración Clase II con resinas compuestas. Se trata de un dispositivo mecánico con el fin de conferir al material restaurador la anatomía natural del diente. El sistema de fijación incorporado a las matrices transparentes optimiza los resultados y acorta el tiempo del procedimiento. Excelente adaptación que proporciona el restablecimiento de puntos de contacto y crestas marginales.

Uso: Instalar la cuña. Es recomendable el pré-acuñamiento, desde la anestesia hasta a instalación de la matriz. La matriz se instala con el anillo metálico orientado hacia la región lingual o vestibular, de acuerdo con la necesidad. La adaptación de la matriz se realiza por medio de la compresión del anillo metálico. El extremo del anillo ahora apretado y plano, puede ser doblado hacia un lado. Caso necesario, una conformación de la matriz puede ser retocada con el auxílio de un bruñidor a sonda exploradora. Concluído el trabajo, remover la cuña y cortar la extremidad del sistema de fijación, de aluminio, para extraer la matriz sin riesgo de dañar la restauración.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar la contaminación cruzada. Se recomienda que la utilización del producto esté siempre acompañada de aislamiento absoluto del campo operatorio, para evitar deglución o aspiración accidental del producto. En caso de comprobada alergia a cualquier uno de sus componentes, el producto no debe ser utilizado. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Composición: Sistema de fijación: Aluminio. Matriz: Polietileno tereftalato.
Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y protegido de la luz solar.
Eliminación: Deseche de acuerdo con los requisitos locales aplicables.

MD
Dispositivo Médico

BPF Boas Práticas de Fabricação

ISO 13485









PT Consulte as Instruções de Uso
ES Consulte las Instrucciones de Uso

Ref.	Código	Descrição
0.4102	0003000003	Matriz Premolar - 20 unidades (PT/ES)
0.4103	0003000004	Matriz Molar - 20 unidades (PT/ES)
0.4106	0003000005	Matriz Molar Deciduo - 20 unidades (PT/ES)
0.4111	0003000009	Matriz Transparente Molar e Premolar - 20 unidades (PT/ES)

Fabricante: TDV Dental Ltda.
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944 | Pomerode/SC – Brasil
CEP 89107-000 | Reg. ANVISA 10291220054
55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

IMP. 0611000300 | **REV.** 07 - 05/2024